


# 3 LAVABOS PARA LAVAR LOS UTENSILIOS

Acordarse de lavar, enjuagar y sanitizar cuando use el fregadero de 3 compartimientos.



Usar la cantidad correcta de  
sanitizante para matar  
gérmenes!

50 ppm Cloro por 10 segundos

200 ppm Amonia Quaternary por 30  
segundos (las pastillas azules)

25 ppm Yodo (Iodine) por 30  
segundos

*Siga las instrucciones del sanitizante  
para obtener la concentración  
correcta.*

*Use los papelitos para probar la  
concentración de sanitizante.*